



JAULAS INOX

Durables y robustas

Nuestra jaula de acero inoxidable está contruida para durar toda una vida. Dispone del máximo confort para los animales hospitalizados de cualquier tamaño y peso.


No presenta deformaciones o puntos de posibles rupturas. Presenta un sistema de aislamiento termico y acústico. Tiene módulos con divisores extraíbles, base rodable con ruedas con freno.

Es de extrema facilidad de limpieza y cuenta con unas puertas robustas en acero inoxidable con un mecanismo de apertura fácil y segura.

Ofrecemos 3 modelos de configuración básicos pero se puede crear una nueva configuración a medida de las necesidades de tu clínica.

INOX 1

JI010201 DOBLE 1 divisor
JI010101 SIMPLE derecha



JI010204 DOBLE 1 divisor

Esta configuración contiene:


ancho x fondo x alto (mm)

JI010204 1520 x 720 x 910
JI010201 1012 x 720 x 600
JI010101 506 x 720 x 600 derecha
JI010302 1520 x 720 x 190 base

Total: 1520 + 720 + 1700 mm

INOX 2

JI010202 DOBLE 1 divisor
JI010103 SIMPLE derecha



JI010205 DOBLE 1 divisor

Esta configuración contiene:


ancho x fondo x alto (mm)

JI010205 1830 x 720 x 910
JI010202 1220 x 720 x 600
JI010103 610 x 720 x 600 derecha
JI010303 1830 x 720 x 190 base

Total: 1830 x 720 x 1700 mm

INOX 3

JI010104 SIMPLE izquierda
JI010103 SIMPLE derecha



JI010203 DOBLE 1 divisor

Esta configuración contiene:

ancho x fondo x alto (mm)

JI010203 1220 x 720 x 760
JI010103 610 x 720 x 600 derecha
JI010104 610 x 720 x 600 izquierda
JI010301 1220 x 720 x 190 base

Total: 1220 x 720 x 1550 mm



JAULAS INOX

Configura la jaula que necesitas

¿Prefieres una configuración personalizada?

JAULAS SIMPLES

ancho x fondo x alto (mm)

Jl010101 506 x 720 x 600 - derecha

Jl010102 506 x 720 x 600 - izquierda

Jl010103 610 x 720 x 600 - derecha

Jl010104 610 x 720 x 600 - izquierda



JAULAS DOBLES

ancho x fondo x alto (mm)

Jl010201 1012 x 720 x 600/ 1 divisor

Jl010202 1220 x 720 x 600/ 1 divisor

Jl010203 1220 x 720 x 760/ 1 divisor

Jl010204 1520 x 720 x 910/ 1 divisor

Jl010205 1830 x 720 x 910 / 1 divisor



BASES RODABLES

ancho x fondo x alto (mm)

Jl010301 1220 x 720 x 190

Jl010302 1520 x 720 x 190



Jl010303 1830 x 720 x 190





JAULAS INOX

MEDIDAS MÓDULOS



JI010101
JI010102





JI010103
JI010104



JI010201




JI010202




JAULAS INOX

MEDIDAS MÓDULOS

Jl010203



Jl010204



Jl010205

