



MONITOR IM70VET - EDAN

ECG, PANI, Temp, SpO2, CO2, G2

1200 NIBP Measurement	120 h Trend Review	60 Alarm Review	120 s Frozen Waveform
-----------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------

Defib Proof & Sync	ESU Proof	VGA Output
--------------------	-----------	------------

MONITOREO DE DIÓXIDO DE CARBONO AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN (EtCO2)



EDAN G2 CO2 (sidestream)

Diseño superior de trampa de agua para una monitorización precisa
Algoritmo iCARBTM con tecnología inteligente de identificación de ondas pseudo CO2. Múltiples accesorios de muestreo opcionales

CO2 Respironics (mainstream/sidestream)

Diseño de módulo plug & play
Tubo deshumidificador en lugar de trampa de agua
Baja tasa de muestreo de 50 ml/min

MASIMO Anesthetic Gas/O2

(Mainstream/Sidestream)



Módulo único plug & play para monitoreo de gas anestésico mainstream. Diseño de línea de muestreo sin humedad, adecuado para todas las aplicaciones clínicas. Flujo estable y bajo de 50 ml/min.

Pantalla TFT-LCD a color de alta resolución de 12,1 "
Pantalla táctil.

Accesos directos personalizables para una operación simple e intuitiva

Diseño sin ventilador que reduce el polvo y crea un ambiente sin ruido

Protección contra interferencias de desfibrilación y electrocirugía

Monitoreo de parámetros básicos

Monitoreo de capnografía y anestesia.

Apto para felinos, caninos y otros animales.

Standard Parameters: 3/5-lead ECG, HR, RESP, EDAN SpO2, EDAN NIBP, PR, 2-TEMP

Optional Parameters: Nellcor OxiMax™ SpO2, SunTech NIBP, 2-IBP, EDAN G2 CO2 (Sidestream),

Respironics CO2 (Mainstream and Sidestream), Masimo Anesthesia Gas/O2

MÚLTIPLES MODOS DE VISUALIZACIÓN



Standard Display



Large Font



Trend View



OxyCRG



Back to Bed

MC110014