

POPA Suites



SUITE PARA HOSPITALIZACIÓN DE GATOS



SUITE FOR CAT HOSPITALISATION

1.518 m

20°55'15.3"N 95°15'12.1"E



Somos una empresa, fundada en el año 1992, especializada en la creación y distribución de productos para clínicas y hospitales veterinarios. Tenemos una amplia cartera de productos, trabajamos con marcas líderes del sector y además somos especialistas en mobiliario veterinario y equipos de anestesia, diseñados y fabricados en exclusiva por nosotros con las técnicas más avanzadas. Nuestra dedicación al estudio y desarrollo de productos nos permite ofrecer artículos de alta calidad, para así hacer más fácil la labor del veterinario tanto en España como en en mercado internacional.



www.everest-tecnovet.com

· I + D INNOVAR PARA MEJORAR

Invertimos en investigación y desarrollo pues estamos convencidos de que estar a la vanguardia de la tecnología y del diseño trae beneficios no solo a nuestra compañía, sino también a todo el sector veterinario.

· COMPETIR AL MISMO NIVEL CON FABRICANTES MUNDIALES

Hemos logrado conquistar espacios en el mercado internacional y nuestro objetivo es mostrar que en España se diseña y fabrica equipos veterinarios de calidad similar o superior a otros equipos ya consolidados en el mercado actual mundial.

· NOTABLE EVOLUCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En el año 2015 ampliamos nuestras instalaciones y creamos una planta exclusiva para los trabajos de producción. Hemos generado empleo de personal altamente capacitado para poner en práctica nuestros equipos.

· COLABORACIÓN DE PROXIMIDAD

Apostamos por la colaboración de proximidad y cada vez más trabajamos junto a talleres y proveedores ubicados cerca de nosotros, acciones que impulsan la economía local y la salud del planeta. Queremos asegurarnos de la excelencia de todos nuestros equipos y de la facilidad de asistencia técnica si un día es necesario.

· SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO - SAT

La tecnología actual nos ha permitido dinamizar el trabajo del SAT. A través de video-llamadas, envío de fotos para ilustrar dudas, tutoriales en vídeo y nuestro canal de YouTube, asesoramos siempre que sea posible al veterinario para facilitar su labor.

· CREEMOS EN EL SECTOR, EN LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN

Nos preocupamos del bienestar de nuestros clientes y trabajadores y les ofrecemos pequeñas grandes soluciones que marcan la diferencia en su trabajo diario. Somos humanos y tratamos con humanos. Igual que nuestro personal, nuestros clientes nunca serán un número.

· OPORTUNIDADES PARA TODOS

Everest abre las puertas y los brazos a todos. Nuestra plantilla es variada, hay gente de todas las edades, orígenes, capacidades, mujeres y hombres por igual. Tenemos puestos para prácticas de estudiantes y que en nuestra empresa han conseguido su primer empleo.

· RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Tenemos una especial preocupación en cuidar el medio ambiente y la preservación de nuestro entorno. Estamos trabajando sin pausa para disminuir nuestro impacto medioambiental con la seriedad que exigen nuestros tiempos.

POPA SUITES

Un paso adelante en seguridad y confort

Suite para hospitalización de gatos, con reducción del estrés postoperatorio, que proporciona total confort para el paciente, y seguridad para el veterinario.



VINILO ANTI-CHOQUE

Ø 5 cm
Evita el choque de los gatos contra la puerta transparente.



100% ESTANCA

Construcción hermética.

PUERTAS INTERIORES para aislar al paciente

Puedes cambiar la comida o la arena de los gatos sin tener contacto con ellos. El sistema de puertas independientes en cada compartimento garantiza protección a los veterinarios y confort para los gatos. Se puede acceder a cada compartimento sin tener contacto con el paciente.

PUERTAS EXTERIORES Diseño inteligente

Apertura de 180° con bisagras fijas (ajustadas de fábrica e inalterables con el tiempo) resistentes, con un diseño sencillo (sin vértices agudos, ni tornillos exteriores) que garantiza la seguridad y bien estar de los gatos y a la vez facilita la limpieza de la suite.

MATERIAL RESISTENTE Garantía de durabilidad

Tablero compacto fenólico HPL:
Alta densidad, no poroso y homogéneo.

Su superficie perfectamente pulida presenta un comportamiento fungicida, ya que impide la fijación y reproducción de colonias bacterianas. Fácil desinfección. Resistente a productos químicos, impactos y calor. Es muy fácil de limpiar.

BASES RODABLE o FIJA

Configura un espacio a medida

POPA
Suites



www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

EVEREST
tecnovet


POPA SUITES

Configura el espacio a tu manera

MÓDULOS

Módulo 1 Suite


SG030001



2 compartimentos independientes, que se pueden utilizar para estancia, comida y/o necesidades. Se puede acceder a cada compartimiento sin tener contacto con el paciente.

Módulo 2 Suite


SG030002



3 compartimentos independientes, que se pueden utilizar para estancia, comida y necesidades. Se puede acceder a cada compartimiento sin tener contacto con el paciente.

Módulo 3 Armario

SG030003



2 compartimentos independientes. Módulo para almacenamiento. Puedes montar la Popa Suites con o sin armario. Puertas de fenólico.

BASES

SOPORTE RODABLE

Base robusta con ruedas de alta calidad garantizada. Facilita la limpieza y desplazamientos.



3 suites máx.
SG030100 - para 1 columna
81 x 57 cm / 8 cm altura



4 suites máx.
SG030122 - para 2 columnas
160 x 55 cm / 20 cm altura

SOPORTE FIJO

Libertad para configurar un espacio a medida de tus necesidades.



9 suites máx.:
SG030121 - 2 columnas
160 x 55 cm / 10 cm altura



3 suites máx.:
SG030113 - 1 columna
80 x 55 cm / 30 cm altura



2 suites máx.:
SG030116 - 1 columna
80 x 55 cm / 60 cm altura

SG030131 - 3 columnas
240 x 55 cm / 10 cm altura



9 suites máx.:
SG030123 - 2 columnas
160 x 55 cm / 30 cm altura

6 suites máx.:
SG030126 - 2 columnas
160 x 55 cm / 60 cm altura



SG030133 - 3 columnas
240 x 55 cm / 30 cm altura

SG030136 - 3 columnas
240 x 55 cm / 60 cm altura



POPA
Suites

POPA SUITES

ACCESORIOS

TERMÓMETRO HIGRÓMETRO DIGITAL



Hecho en Alemania.

SG030103

Fácil lectura
Temperatura y humedad interior
Indicación de nivel de confort
Memoria máxima-mínima
Rango temperatura: -20°C a +50°C
Rango humedad: 20% a 99% hR
Dimensiones: 100 x 82 x 11mm

SISTEMA DE EXTRACCIÓN /VENTILACIÓN



SG030102

Canal de ventilación en acero inoxidable con adaptador a tubo de Ø100 mm.
Adaptable a motor extractor centrífugo lineal.

Se puede instalar en todos los modelos anteriores de Popa Suites

GOTERO + TIJA

SG030107

En Acero Inoxidable.
Ajustable.



PERCHA PARA SUERO

SG030101

En Acero Inoxidable.



PERSONALIZACIÓN

A MEDIDA

NOS ADAPTAMOS
A TU ESPACIO Y ESTILO

PERSONALIZA
TU POPA SUITE

Prints de vinilo con la imagen que quieras o el logotipo de tu clínica.



Ofrecemos servicio de personalización de tus POPA Suites. Elige los vinilos básicos o envíenos material gráfico de tu preferencia y te haremos un proyecto exclusivo*.

BÁSICOS: Popa Style



17 x 14,5 cm / 1 color
TODAS las puertas



17 x 22 cm / 1 color
puerta de FENÓLICO



20 x 26 cm / 1 color
puerta de POLICARBONATO

POPA
Suites

* Servicio no incluido en el precio de las POPA Suites.

¿ Porqué POPA?


En Everest quisimos homenajear a los Sagrados de Birmania: una raza de gato de pelo semilargo que se caracteriza por sus guantes que han de ser de un color blanco immaculado, sus ojos azul zafiro, su pelo de color claro con zonas de tonalidades más oscuras.

Las características físicas únicas de los Birmanos son explicadas con una leyenda:

Hace muchos siglos las gentes de Khmer construyeron el templo de Lao-Tsun, para adorar a la Diosa de oro con ojos de zafiro Tsun-Kyan-Kse. Mun-Ha, que era un sacerdote muy querido, a veces se quedaba arrodillado frente a la Diosa junto a Sinh, el precioso gato del templo. Una noche, una banda de ladrones asaltó el templo y Mun-Ha fue asesinado. Cuando Mun-Ha* murió, Sinh posó sus patas sobre su maestro y miró a la Diosa de oro. Mientras lo hacía, el vello de su cuerpo se tornó dorado, sus ojos amarillos cambiaron al color azul zafiro, y sus cuatro patas adquirieron el color de la tierra, más sus "manos" quedaron de un color blanco immaculado, por la pureza de su maestro. A la mañana siguiente, los cien gatos del templo eran ahora dorados como Sinh, que no dejó el trono sagrado hasta 7 días después, cuando murió y llevó el alma de su Maestro al Paraíso.

Siguiendo la línea de nombrar los productos de fabricación propia de Everest como montañas, elegimos el Monte POPA, un volcán a 1518 metros sobre el nivel de mar, en el centro de Birmania (Myanmar). Es conocido por ser el centro de culto y hogar de los 37 nats de Myanmar (espíritus birmanos que protegen los hogares).

Nuestras suítes para gatos están pensadas para ofrecer un nivel de confort excepcional a los gatos en fase de hospitalización.



▶ 1.518 m

📍 20°55'15.3"N 95°15'12.1"E

* Mun-Ha: es también un personaje del dibujo animado Thundercats.



Gracias por su interés en nuestros productos.

Confiamos en que esta información le sea de utilidad.

Para cualquier cuestión, estamos a su disposición.

No dude en contactar con su agente comercial o a través del teléfono **+34 936 686 715** o correo electrónico info@everest-tecnovet.com

Saludos,

Equipo Everest-Tecnovet



1992



2007



2022

POPA Suites



SUITE PARA HOSPITALIZACIÓN DE GATOS



SUITE FOR CAT HOSPITALISATION

1.518 m

20°55'15.3"N 95°15'12.1"E





We are a company, founded in 1992, specialised in the creation and distribution of veterinary products for veterinary clinics and hospitals. We have a wide range of products that include the leading brands in the veterinary industry and we are specialists in veterinary furniture and anaesthesia equipment designed and manufactured exclusively by us using the most advanced techniques. Our dedication to research and development of veterinary products allows us to offer the highest quality, in order to facilitate the work of veterinarians both in Spain and in the international market.



www.everest-tecnovet.com

· R&D INNOVATE TO IMPROVE

We invest in research and development as we believe that being at the forefront of technology and design not only benefits our company, but also the whole veterinary field.

· COMPETING AT THE SAME LEVEL AS WORLD MANUFACTURERS

We have managed to conquer a place in the international market and our aim is to show that in Spain we design and manufacture veterinary equipment of similar or superior quality to other equipment already consolidated in the current world market.

· SIGNIFICANT EVOLUTION IN OUR PRODUCTION SYSTEM

In 2015 we expanded our facilities and created a plant exclusively for production. We have generated employment of highly qualified personnel to implement our equipment.

· CLOSE COOPERATION

We are committed to local collaboration and increasingly work with workshops and suppliers located close to us, actions that boost the local economy and the health of the planet. We want to ensure the excellence of all our equipment and the ease of technical assistance should it ever become necessary.

· TECHNICAL ADVISORY SERVICE - SAT

Today's technology has allowed us to streamline the work of the SAT. Through video calls, sending photos illustrating doubts, tutorial on videos and our YouTube channel, we provide advise to veterinarians whenever possible to facilitate their work.

· WE BELIEVE IN THE SECTOR, IN THE PEOPLE WHO ARE PART OF IT.

We care about the well-being of our customers and employees and offer them solutions that make a difference in their daily work. We are human and we deal with humans. Just like our staff, our customers will never be a number.

· OPPORTUNITIES FOR ALL

Everest opens its doors and arms to everyone. We have a diverse workforce, with people of all ages, backgrounds and abilities, women and men alike. We have internships for students who have found their first job in our company.

· RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

We have a special concern for the environment and the preservation of our surroundings. We are working tirelessly to reduce our environmental impact with the seriousness that our times demand.

POPA SUITES

A new concept in hospitalization for cats, reducing the postoperative stress and providing more comfort for the patient and more security for the veterinary.



100% AIRTIGHT

Hermetic seal construction.

INTERIOR DOORS to isolate the patient

You can change the food or the sand of cats without coming into contact with them. The independent doors system in each compartment guarantees protection to veterinarians and comfort to cats.

EXTERIOR DOORS Intelligent design

180° opening with resistant fixed hinges (factory adjusted and unalterable over time). A simple design (no sharp corners, no external screws) that guarantees the safety and well being of the cats and at the same time makes easier the cleaning of the suite.

RESISTANT MATERIAL: durability guarantee

Compact HPL phenolic board: High density, non-porous and homogeneous.

Its perfectly polished surface has a fungicide behaviour preventing bacterial colonies fixation and reproduction. Easy disinfection.

ROTATE OR FIXED BASE

Configure a space tailored to your needs.

ANTI-SHOCK VINYL

Prevent cats from bumping into the transparent doors.
Ø 5 cm

POPA
Suites



www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

EVEREST
tecnovet


POPA SUITES

Tailor the space to your needs

MÓDULOS

Módulo 1 Suite


SG030001



2 compartimentos independientes, que se pueden utilizar para estancia, comida y/o necesidades. Se puede acceder a cada compartimiento sin tener contacto con el paciente.

Módulo 2 Suite


SG030002



3 compartimentos independientes, que se pueden utilizar para estancia, comida y necesidades. Se puede acceder a cada compartimiento sin tener contacto con el paciente.

Módulo 3 Armario

SG030003



2 compartimentos independientes. Módulo para almacenamiento. Puedes montar la Popa Suites con o sin armario. Puertas de fenólico.

BASES

SOPORTE RODABLE

Base robusta con ruedas de alta calidad garantizada. Facilita la limpieza y desplazamientos.



3 suites máx.
SG030100 - para 1 columna
81 x 57 cm / 8 cm altura



4 suites max.
SG030122 - para 2 columnas
160 x 55 cm / 20 cm altura

SOPORTE FIJO

Libertad para configurar un espacio a medida de tus necesidades.



9 suites máx.:
SG030121 - 2 columnas
160 x 55 cm / 10 cm altura



3 suites máx.:
SG030113 - 1 columna
80 x 55 cm / 30 cm altura



2 suites máx.:
SG030116 - 1 columna
80 x 55 cm / 60 cm altura

SG030131 - 3 columnas
240 x 55 cm / 10 cm altura



9 suites máx.:
SG030123 - 2 columnas
160 x 55 cm / 30 cm altura

6 suites máx.:
SG030126 - 2 columnas
160 x 55 cm / 60 cm altura



SG030133 - 3 columnas
240 x 55 cm / 30 cm altura

SG030136 - 3 columnas
240 x 55 cm / 60 cm altura



POPA
Suites

POPA SUITES

ACCESSORIES

THERMOHYGROMETER

SG030103



Digital ultra-fine hygrometer thermometer
Large, easy-to-read digits
Indoor temperature and humidity
Comfort level indicator
Maximum-minimum memory
Temperature range: -20 to +50°C
Humidity range: 20% to 99% hR
Dimensions: 100x 82 x 11mm

MADE IN GERMANY

EXTRACTION / VENTILATION SYSTEM

SG030102



Stainless steel ventilation channel with Ø100mm tube. Can be adapted to a linear centrifugal extractor motor of Ø100 mm

Can be adapted to all previous models of the POPA Suites

WALL IV HOLDER

SG030107

Stainless Steel



IV HOLDER

SG030101

Stainless Steel



WE ADAPT TO YOUR
YOUR SPACE AND STYLE
CUSTOMIZE
YOUR POPA SUITES

Vinyl prints with the image you want or your clinic logo



We offer customization service for your POPA Suites. Choose the basic vinyl or send us graphic material of your choice and we will make you an exclusive project.*

BASICS: Popa Style



17 x 14,5 cm / 1 color
ALL doors



17 x 22 cm / 1 color
Phenolic door



29,5 X 16 cm / 2 colors /
Polycarbonate door

POPA
Suites

* This service is not included in the price of POPA Suites.

¿ Why POPA?

In Everest we wanted to honor the Sacred of Burma: a cat breed with semi-long hair, characterized by its gloves which must be immaculate white, its blue sapphire eyes, and its light color hair with dark tone areas.


The unique physical characteristics of the Burmese are explained in a legend: Many centuries ago the people of Khmer built the temple of Lao-Tsun, to worship the golden Goddess with sapphire eyes Tsun-Kyan-Kse. Mun-Ha, who was a beloved priest, sometimes stayed kneeling in front of the Goddess next to Sinh, the precious cat of the temple. One night, a gang of thieves raided the temple and Mun-Ha was killed.

When Mun-Ha died, Sinh laid his paws on his master and looked at the golden Goddess. As he did so, the hair on his body turned golden, his yellow eyes changed to the sapphire blue color, and his four legs acquired the color of the earth, plus his paws were immaculate white, for the purity of his master.

The next morning, the hundred cats of the temple were now golden like Sinh, who did not leave the sacred throne until 7 days later, when he died and took the soul of his Master to Paradise.

Following the line of naming Everest's own products as mountains, we chose Mount POPA, a volcano at 1518 meters above sea level, in the center of Burma (Myanmar). It is known to be the center of worship and home of the 37 nats of Myanmar (Burmese spirits that protects homes).

Our cats suites are designed to offer an exceptional level of comfort to cats in hospitalization phase.



* Mun-Ha: is also a Thundercats cartoon character.



Thank you for your interest in our products. We hope you find this information useful. For any question, we are at your disposal.

Do not hesitate to contact your commercial agent or by telephone **+34 936 686 715** or email info@everest-tecnovet.com

Greetings,

Everest-Tecnovet Team



1992



2007



2022