

TONOVET *Pet*

TONÓMETRO

icare
TONOVET

El tonómetro **TONOVET Pet** ofrece una solución económica y fácil de usar para monitorear la presión intraocular (PIO) en mascotas desde la comodidad del hogar. Diseñado con una tecnología de rebote fiable, este dispositivo permite mediciones precisas y sin esfuerzo, sin necesidad de anestesia ni calibración.



DISTRIBUIDOR OFICIAL
EVEREST
techovet
EN ESPAÑA

- Opción asequible para que los propietarios controlen la PIO de su mascota en casa
- Tecnología de rebote fiable para un uso doméstico sencillo
- Resultados mostrados en 4 rangos



- Los 4 rangos de medición permiten a los propietarios colaborar con su veterinario en el plan de tratamiento de su mascota, facilitando el monitoreo de la PIO sin preocuparse por las fluctuaciones diarias normales.
- TONOVET Pet está diseñado para ser vendido o alquilado al propietario por su veterinario
- No requiere anestesia tópica ni calibración
- Configuración solo para perros 

Con el **TONOVET Pet**, los propietarios pueden participar activamente en el cuidado ocular de sus mascotas, trabajando junto a los veterinarios para garantizar la mejor atención posible.



SIN ANESTESIA
SIN CALIBRACIÓN

www.tonovet.com

