



**EVEREST**  
tecnovet



# OPORTUNIDADES

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

n° 117

ABRIL  
MAYO

2025

# ESTE AÑO, CERRAREMOS POR SEMANA SANTA

Hemos combinado las ofertas de abril y mayo en una sola para que disfrutes de nuestros descuentos sin preocuparte por las fechas.

¡Hay un montón de ofertas!  
Aprovéchalas

Cerramos del  
14 al 21 de abril



## Llega la primavera, y con ella, las espigas

Las espigas de gramíneas se propagan en primavera y pueden clavarse en los animales, especialmente en perros. Su forma evita que retrocedan, lo que facilita que penetren profundamente en el organismo.

Suelen alojarse en la piel, entre los dedos, oídos, nariz y ojos. Para extraerlas, se puede usar una sonda lagrimal o urinaria según el tamaño del animal. Si la espiga no está muy profunda, basta con una pinza mosquito o kocher.

Cuando no se logra localizar, una radiografía con contraste ayuda a seguir su recorrido. El video otoscopio y las pinzas cocodrilo permiten retirarlas con técnicas mínimamente invasivas, evitando complicaciones y permitiendo que el paciente regrese a casa el mismo día.



## VÍDEO OTOSCOPIO WIRELESS - FIREFLY



### 6 ESPÉCULOS METÁLICOS

OC030001  
677,00€  
**609,30€**

- INCLUYE:
- Video Otoscopio Wireless
  - 6 Espéculos metálicos
  - Receptor inalámbrico
  - CD de software
  - Estuche de terciopelo
  - Manual del usuario en CD
  - 15 Espéculos desechables (4, 5 y 7 mm, cinco de cada)
  - Adaptador de corriente de carga (con cable USB)

**10%**

## PINZA AURICULAR FLEXIBLE



Para extracción de cuerpos extraños 14 cm

OC030003  
209,00€  
**188,10€**

SE ADAPTA A OTOSCOPIO  
**Firefly**



**10%**

## ESQUILADORA OSTER A5-50

2 VELOCIDADES

Potencia: 45 w

Velocidad de corte: 2200/3000 rpm

INCLUYE:

Cabezal N° 40

EV020102  
**229€**



## PINZA PARA PÓLIPOS COCODRILO HARTMANN

**10%**



14 cm  
IP623143  
73,90€  
**66,51€**

14 cm  
IE426114  
103,00€  
**92,70€**

## DRENAJE TUBULAR PENROSE ESTÉRIL

DT020106  
9,5 mm x 45 cm 1/4"

DT020113  
13 mm x 45 cm 3/8"

DT020119  
19 mm x 45 cm 1/2"



**15%**

1,73€  
**1,47€**

## COMPRESA PARA OTOHEMATOMA



**10%**

12 x 8 cm. 10 uds.

CB040001  
28,65€  
**25,78€**

## ESQUILADORA HEINIGER OPAL

**NUEVA**



Extremadamente silenciosa, muy potente y tiene dos niveles de velocidad. Funciona suave y rápidamente incluso con pelo grueso y sucio. Se tarda sólo una hora para hacer una recarga completa de la batería. 4 horas de trabajo.

EV020109  
**400€**



# ESTOS NO SON OJOS DE GATO

El verdadero tonómetro veterinario. Calibraciones específicas según la especie: perro, gato, conejo y caballo.





## DIGESTOR PARA TRIQUINA

- Agitador magnético con calefacción
- Embudo decantación 2L
- Embudo cilíndrico 50 mL
- Tamiz 100 x 40, 180µ
- Soporte pie plato 300 x 180 mm con varilla
- Aro con espiga 100 mm, acero cromado
- Aro con espiga 70 mm, acero cromado
- Pinza 2 dedos sin nuez, 12 - 45 mm
- Nuez doble mediana, 16 mm (3 uds)
- Vaso forma baja 3000 mL
- Imán teflonado cilíndrico 55 x 8 mm
- Probeta graduada vidrio 25 mL
- Pipeta graduada 25 mL/0,1mL
- Aspirador pipetas 25 mL rojo
- 20 Placas Rodac cuadriculadas
- Varilla agitación espátula

**5%**

**DD010002**  
895,00€  
**850,25€**

## ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL al 25%

PARA DIGESTOR

1 litro

**ED030031**  
37,00€  
**31,45€**




## PEPSINA EN POLVO PARA DIGESTOR

10 x 10 g  
**ED030032**

83,00€  
**78,85€**

50 x 10 g  
**ED030033**

359,00€  
**341,05€**




## PLACA PETRI - RODAC cuadriculada para digestor

**5%**

**PT030001**  
9,00€

20 uds. **8,55€**



## AGITADOR MAGNÉTICO

**40%**

**AM506920**  
435€  
**261€**




## ARO 70mm

Recambio digestor. Aro metálico, sujeta vaso de decantación

**40%**

**RD040001**  
19,00€  
**11,40€**



## ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE TRIQUINAS



fuelle: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

- Si en tu comunidad autónoma existe normativa específica, se debe tener en cuenta para realizar el análisis.
- El método de detección de referencia es la digestión de muestras colectivas con agitador magnético.
- El método de compresión (triquinoscopio) **NO ESTÁ AUTORIZADO** (tiene una baja sensibilidad y Trichinella pseudo spiralis no se detecta por este método).

Para evitar la propagación del parásito, en caso de detectarse un caso positivo la carne debe destruirse de conformidad con la normativa sobre subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.

# SENCILLA, ECONÓMICA Y FUNCIONAL

Las POPA Suite Basic son una versión más sencilla y económica de nuestras suites de hospitalización para gatos, sin perder funcionalidad. Ofrecen un espacio único y amplio que permite al gato moverse con libertad y ser visible incluso si decide resguardarse.



100% ESTANCA

DISEÑO INTELIGENTE DE PUERTAS

MATERIAL RESISTENTE  
Garantía de durabilidad

BASE FIJA O MÓVIL

Se pueden combinar con módulos de **Popa Suites**



ESPACIO INTERIOR  
TOTALMENTE ABIERTO

POPA  
Suites  
basic

Módulo **SG030106**  
POPA BASIC **640€**

# Estamos contigo.



Te asesoramos antes, durante y después de la venta.

**SUPER OFERTA**



**TAMAÑO PEQUEÑO,  
GRANDES CAPACIDADES**  
6 modos de infusión, 3 niveles de  
oclusión para adaptarse a diversas  
viscosidades de medicación.

# BOMBAS DE INFUSIÓN y/o JERINGA

**FLEXIBLE Y LIGERA**

**ULTRA TIEMPO DE ESPERA**  
Batería de litio de alta capacidad.

**AUTOMÁTICA ANTI LIBRE-FLUJO**

**MÚLTIPLES IDIOMAS**

**PUERTA AUTOMÁTICA**

**30%**

695€

**486,50€**



**TU CLÍNICA, EQUIPADA  
SIN COMPLICACIONES**  
Financiación diseñada para ti.  
Pregúntanos sin compromiso.



\*Financiación a través de DLL o Banco Santander. Consulta condiciones.

## BÁSCULA VETERINARIA FOSCHI



Alimentación por red eléctrica  
Dimensiones: 105 x 50 x 5 cm  
Rango de pesaje: de 0 kg a 150 kg  
Precisión: 50 gr  
Características de alta calidad  
Pantalla digital  
Apagado automático en espera

**BV010101**

**370€**

## TAPÓN - VÁLVULA

Sistema que permite su manipulación sin  
necesidad de destaponar, permaneciendo  
hermético y evitando el riesgo de contaminación.



**Petzen**



# OPORTUNIDADES

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

nº 117  
ABRIL/MAYO

**2025** 7

# PREOPERATORIO

## CEPILLO UÑAS CON POVIDONA 7,5%

Cepillo quirúrgico impregnado con Povidona Yodada 7.5% garantiza una correcta limpieza y desinfección en el **lavado prequirúrgico**.



**! NUEVA**

40 uds

**CU030002**

**30,40€**

## ESPONJA JABONOSA CON CLORHEXIDINA 4%

Diversas asociaciones incluida la **Sociedad Española de Medicina Preventiva** recomiendan, que el mismo día de la intervención se lave al paciente por todo el cuerpo con Clorhexidina jabonosa al 4%.



**! NUEVA**

80 uds

**ES010002**

**43,22€**

## DESINFECTANTE ANTISÉPTICO PARA MANOS - STERILIUM

Protector y regenerador para la piel. Eficaz frente a un amplio número de bacterias, hongos y virus encapsulados. **Alta tolerancia dermatológica** incluso después de un uso prolongado. Base alcohólica.



**15%**

**DD031010**

12,33€

**10,48€**

## CEPILLO UÑAS CON ESPONJA PARA ASEO PRE-QUIRÚRGICO

Indicado para el **lavado Pre-quirúrgico de manos en piel sana**. Recomendado utilizar con povidona jabonosa. Esterilizado por óxido de etileno. Un solo uso.



**15%**


**CU030001**

0,65€

**0,55€**

## MARCADOR CUTÁNEO QUIRÚRGICO

Color violeta intenso y fácilmente visible y a una regla marcada en el propio cuerpo de rotulador, que **permite mediciones rápidas** incluso con la misma mano del marcaje. Incorpora una regla independiente.



**10%**

**RQ020001**

1,15€

**1,03€**

## RASURADORA ELÉCTRICA A BATERÍA, WATER PROOF

**EV070001**

**30€**

no incluye cabezal



**UN SOLO USO**

corte universal



**CE070001**

**RECORTE:**

Largo 0,9 mm | Ancho 31,3 mm

Largo 1,2 mm | Ancho 20 mm

**CABEZAL/CUCHILLA: 1,92€**

**zona sensibles**



**CE070002**

# CIRUGÍA

## KITS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES



2 Pinza Hemostática MOSKITO HALSTED recta sin dientes, 14 cm  
 1 Pinza disección sin dientes, 14 cm  
 1 Pinza ADSON con dientes, 12 cm  
 1 Porta Agujas MAYO-HEGAR, 14 cm  
 4 Pinza de campo SCHAEDEL (cangrejo)  
 Pinzas Hemostáticas:  
 2 CRILE, recta, 14 cm  
 2 CRILE, curva, 14 cm  
 2 ROCHESTER-PEAN recta, 18 cm  
 2 Pinza ALLIS, 5x4, 15 cm  
 1 Tijera MAYO recta, 14 cm  
 1 Ovariotomo abotonado, 14 cm

### GATAS COMPLETO

**10%**

**KITESTERGC**  
 206,10€  
**185,49€**



1 Mango Bisturí nº3  
 1 Pinza Disección con dientes 1x2 14 cm  
 1 Porta Agujas MAYO-HEGAR 15 cm  
 4 Pinzas de campo SCHAEDEL (cangrejo)  
 Pinzas Hemostáticas:  
 2 CRILE, recta, 14 cm  
 2 CRILE, curva, 14 cm  
 2 ROCHESTER-PEAN recta, 18 cm  
 2 Pinza ALLIS, 5x4, 15 cm  
 1 Tijera MAYO recta, 14 cm  
 1 Ovariotomo abotonado, 16 cm

### PERRAS COMPLETO

**10%**

**KITESTERPC**  
 188,06€  
**169,25€**



1 Mango bisturí nº3  
 1 Tijera cirugía METZEMBAUM curva, 14,5 cm  
 1 Pinza disección ADSON-BROWN con dientes 9+9, 12 cm  
 2 Pinzas hemostática MOSKITO recto con dientes, 12,5 cm  
 1 Porta agujas MAYO-HEGAR - TC bocadura, 14 cm  
 1 Ovariotomo abotonado, 16 cm

### GATAS BÁSICO

**10%**

**KITESTER**  
 167,84€  
**151,05€**

### JERINGA TRU-CUFF

#### Inflado para tubos endotraqueales

Evita el inflado excesivo o insuficiente del manguito y los consiguientes daños en las vías respiratorias. Funcionamiento muy sencillo. Verde: OK / Rojo: Inflado excesivamente

**5%**


**JA011404**  
 12,00€  
**11,40€**



### TUBO TRAQUEAL REFORZADO

#### con estilete de intubación

**SR900004** 4 mm  
**SR900045** 4,5 mm  
**SR900005** 5 mm  
**SR900055** 5,5 mm  
**SR900006** 6 mm  
**SR900065** 6,5 mm  
**SR900007** 7 mm  
**SR900075** 7,5 mm  
**SR900085** 8,5 mm



**20%**



11,56€  
**9,24€**

# CIRUGÍA

## COLCHÓN VACU QUIRÚRGICO con bomba incluida

Diseñado para posicionamiento estable y cómodo a los animales anestesiados durante diversos procedimientos, como cirugía, rayos X, scanners MRI/ CT. Al mismo tiempo, ofrece aislamiento para proteger al paciente de la superficie fría de la mesa.

SOPORTE  
PERSONALIZABLE

RESISTENTE



**!** NUEVO

RADIOTRASPARENTE

HIGIÉNICO

POSICIONAMIENTO Y  
AISLAMIENTO ÓPTIMOS PARA  
ANIMALES ANESTESIADOS

<b>CB030005</b>	<b>CB030006</b>
60 x 40 cm	100 x 60 cm
<b>65€</b>	<b>96€</b>

## MASCARILLAS ANESTÉSICAS GATOS / EXÓTICOS



3 UNIDADES  
TALLAS 0, 1 y 2

**5%**

**MG010001**  
20,25€  
**19,23€**

**EVEREST  
RECOMIENDA**

## TALLAS QUIRÚRGICAS - ESTÉRILES

1 CAPA	<b>LS035075</b> 45 x 75 cm <b>0,51€</b>	<b>LS037510</b> 75 x 90 cm <b>0,69€</b>	<b>LS031015</b> 100 x 150 cm <b>1,40€</b>
	<b>LS065075</b> 45 x 75 cm <b>0,64€</b>	<b>LS067590</b> 75 x 90 cm <b>0,83€</b>	<b>LS061015</b> 100 x 150 cm <b>1,83€</b>
2 CAPAS			

## KIT DE 6 MASCARILLAS VETERINARIAS



<b>MV020000</b> Talla 0	<b>MV020002</b> Talla 2	<b>10%</b>
<b>MV020001</b> Talla 1	<b>MV020003</b> Talla 3	
<b>25,60€</b> <b>23,04€</b>	<b>28,00€</b> <b>25,20€</b>	<b>MV020004</b> Talla 4
		<b>MV020005</b> Talla 5
		<b>32,50€</b> <b>29,25€</b>



# POSTOPERATORIO

## MANTA CALEFACTORA CARBON TECH V2

Máximo confort y seguridad para el paciente



Compuesto por elementos calefactores 6 veces más potentes que los de las mantas calefactoras convencionales, Proporciona una baja temperatura de contacto mientras transfiere al animal la energía necesaria para calentarlo. No almacena calor, evitando así cualquier riesgo de quemaduras.

**MT010006**

Suites/ jaulas  
62 x 52cm - 24V

**770,70€**

**MT010005**

Superficies y mesas  
112 x 52 cm - 24V

**895,50€**

## MANTA TÉRMICA

Para retención de calor corporal



**MT010001**  
**1,58€**

## ABSORBENTE IMPERMEABLE

Excelente relación calidad precio.

**A1036040**

60 x 40 cm  
240 uds

**5%**

**33,47€**  
**31,79€**

**A1039060**

60 x 90 cm  
120 uds

**32,06€**  
**30,45€**



**EVEREST**  
RECOMIENDA



## COLLAR ISABELINO EZ SOFT™



**10%**  
**CB0308..**  
DESDE  
**6,04€**



VER MÁS  
EN LA WEB

CONSULTE MEDIDAS  
XS, S, M, L, XL

## COLLAR ISABELINO KONG® CLOUD™

INFLABLE Y ULTRA DURABLE



**10%**  
**CB0310..**  
DESDE  
**11,82€**



VER MÁS  
EN LA WEB

CONSULTE MEDIDAS  
XS, S, M, L, XL

## BODY POSTQUIRÚRGICO



**5%**  
**PP06B...**  
DESDE  
**9,69€**



VER MÁS  
EN LA WEB

CONSULTE MEDIDAS

## SONDA FOLEY LÁTEX PEDIÁTRICA



**SR060508**

CH-8 30 cm

**SR060510**

CH-10 30cm

**15%**

7,85€

**6,67 €**

CONSULTAR OTROS TAMAÑOS

## SONDA GÁSTRICA PEZZER

FORMA DE SETA



**SR800010** CH10

**SR800012** CH12

**SR800014** CH14

**SR800016** CH16

**SR800018** CH18

**SR800020** CH20

**SR800022** CH22

**SR800024** CH24

**SR800026** CH26

CAJAS DE  
5 UNIDADES

**10%**

9,20€

**8,28€**

## SONDA FOLEY SILICONA CON BALÓN

CON JERINGA DE GLICERINA  
RADIOPACA

CH8 31 cm.

5 unidades.

**SR060608**

CH10 31 cm.

5 unidades.

**SR060610**



CON FIADOR

SIN JERINGA

CH6 31 cm

CON FIADOR

10 unidades

**SR061706**

CH8 31 cm

CON FIADOR

10 unidades

**SR061708**

**10%**

23,00€

**20,70€**

32,50€

**29,25€**

**10%**

## FRASCO TEST OVA DIAGNOSTIC de flotación de heces

**5%**

**TH020001** 50 uds.

16,00€

**15,20€**



## LÍQUIDO FLOTACIÓN huevas de parásitos

**5%**

**ED030008**

16,45€

**15,62€**

Solución saturada  
sulfato MG.  
1 litro



## KIT FRASCOS DE MUESTRA

Cierre hermético.

ESTÉRIL A.

Bolsa de 25 unidades.

**FM010002**

60 ml

**FM010001**

150 ml.

**5,04€**



## FRASCO PARA HECES NO ESTÉRIL

Fabricado en poliestireno y cuchara de  
polipropileno. Tapón y cuchara en una pieza.

**5%**

**FM010004**

17,15€

**16,29€**

Ø 22.22 mm

Altura 79.5 mm

15 ml / 100 uds



# OFERTAS ESPECIALES


OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

## ¿ESTÁS SEGURO DE LAS CONDICIONES DE TU DEPÓSITO PARA UNIDAD DENTAL?

Con el tiempo se acumulan bacterias, algas y suciedad que pueden dañar la salud del animal y también causar desperfectos en los equipos.

**PARA EVITAR PROBLEMAS:**  
Recomendamos reemplazo del depósito a cada 2 años de uso.



# ¡RENOÚVALO!



**25%**

DP060105  
59,00€  
**44,25€**



## CÁNULAS MINNESOTA

**25%**



22 G  
6 unidades

CU010001  
69,50€  
**52,12€**

## MANGO BISTURÍ ESTÉRIL

**UN SOLO USO**

con punta de cuchillo + cable  
Conexión plana US-Valleylab 3 Bornes



**4x2**



RB010204  
5,00€  
Comprando 4 cada uno sale a **2,50€**

## CONEXIÓN PACIENTE RECTA

15 macho / 15 hembra  
con puerto Luer

Une el circuito, la sonda endotraqueal  
y línea de capno

**25%**



XX010145  
5,00€  
**3,75€**



## CONECTOR PARA MASCARILLA DE ANESTESIA

15 M, 22/15 mm

Une el circuito con la mascarilla

**50%**



XX370002  
25,50€  
**12,75€**



OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES - OFERTAS ESPECIALES

## MANOPLAS RX



**GP040002**  
257,00€  
**244,15€**

Talla única  
0.50 mm Pb.

**5%**

## DELANTALES RX



**5%**

**CINTURÓN**  
**DP021050**  
L - 110 cm  
279,90€  
**265,90€**

CONSULTE  
OTROS  
MODELOS

## PROTECTOR TIROIDES




Ajustable  
40-44 cm  
0.50 mm Pb.

**5%**

**PT060001**  
117,60€  
**111,72€**

## PERCHA RX PARA DELANTAL + GUANTES



**5%**

Para fijar en la pared.

**PD010001**  
347,20€  
**329,84€**



**IMPORTANTE**

**LOS DELANTALES DEBEN GUARDARSE  
COLGADOS PARA EVITAR ARRUGAS.**

## GAFAS RX



**5%**

**GP030001**  
280€  
**266€**

## POSICIONADOR TORÁCICO En metacrilato

**PT010001**  
P - 30 x 18 cm  
92,25€  
**87,63€**

**5%**

**PT010002**  
M - 40 x 28 cm  
105,55€  
**100,27€**

**PT010003**  
G - 50 x 38 cm  
135,65€  
**128,86€**





**Mejoras para  
el ojo humano.**



**OPORTUNIDADES**

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

nº 117  
ABRIL/MAYO

**2025** 15

**3**  
PIEZAS

**10%**

**6**  
PIEZAS

**15%**

**10**  
PIEZAS

**25%**



# OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO HEBU

**PINZA HEMOSTÁTICA  
MOSKITO HALSTED**



recta sin dientes  
12,5 cm  
**IZHB0510**  
**17,16€**

**TIJERA PARA SUTURAS  
LITTAUER**



14 cm  
**IZHB1947**  
**23,09€**

**ACEITE DE PARAFINA  
en spray para instrumental**



400 ml  
**IZHB9109**  
**19,51€**

**TIJERA CIRUGÍA  
MAYO**



recta  
14,5 cm  
**IZHB1791**  
**17,43€**

**PINZA DISECCIÓN  
ADSON**



  
con dientes  
1x2 1,2 mm  
12 cm  
**IZHB0385**  
**13,10€**

**PORTA AGUJAS  
OLSEN-HEGAR  
CON TIJERA**



con tijera  
14 cm  
**IZHB2357**  
**51,06€**

**EL DESCUENTO SE APLICARÁ EN TODO INSTRUMENTAL DE HEBU MEDICAL  
COMPRANDO A PARTIR DE 3 PIEZAS**

# CryoPen®

## CRIOCIRUGÍA DE VANGUARDIA


Descubra CryoPen, una gama de instrumentos de criocirugía innovadores, potentes y portátiles, diseñados para eliminar por completo todas las lesiones cutáneas benignas y los tumores con un bajo coste por tratamiento y procedimientos sumamente rápidos.

### SIN ANESTESIA, SIN DOLOR

El tratamiento con CryoPen no causa dolor, ni daños en el tejido sano y pocas o ninguna cicatriz. Requiere mínima atención posterior al tratamiento.

### FÁCIL DE USAR

Si no tiene experiencia en criocirugía, todo lo que necesitará son sus competencias de diagnóstico y mano firme. Si ya tiene experiencia en el uso de dispositivos tradicionales de criocirugía, estará encantado con el rendimiento excepcional, la precisión milimétrica y la facilidad de uso del CryoPen.



La tecnología de vanguardia de CryoPen revoluciona el tratamiento de lesiones cutáneas y tumores para los veterinarios.



## ELIMINACIÓN COMPLETA DE LESIONES CUTÁNEAS



# OPORTUNIDADES

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

nº 117  
ABRIL/MAYO

2025 17



@ **E-MAIL**  
info@everest-tecnovet.com

📞 **TELÉFONO**  
+34 637 86 00 72  
+34 93 668 6715  
+34 91 833 3703

💬 **WHATSAPP**  
+34 692 06 34 11  
(por favor no hacer pedidos por whatsapp)

🔧 **SAT**  
Servicio de asesoría técnica  
sat@everest-tecnovet.com  
+34 692 06 34 30

✉️ **NEWSLETTER**  
SUSCRÍBETE

[www.everest-tecnovet.com/newsletter](http://www.everest-tecnovet.com/newsletter)

📷 **INSTAGRAM**  
@everesttecnovet

🌐 **LINKEDIN**  
everesttecnovet

▶️ **YOUTUBE**  
everesttecnovet



Aquí som  
**SOLIDARIS**  
amb Sant Joan de Déu

SJD Sant Joan de Déu

[www.everest.tecnovet.com](http://www.everest.tecnovet.com)

· Precios sujetos a variación sin previo aviso. · Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. · No incluyen IVA ni transporte. · Los precios de esta oferta invalidan los de la oferta anterior. · Las imágenes no tienen carácter contractual. · **Portes pagados\*** a partir de pedidos de 150€ (antes de IVA). \*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y otros países, consulta. **Financiación:** Consulte condiciones de pago de su distribuidor. Sujeta a aprobación bancaria. **OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.**